

Cyberbeveiligingsupdate MySQL-server

Windows 10 OS

Installatiegids



Copyright

© 2024, Carl Zeiss Meditec, Inc., Dublin, CA

Handelsmerken

Alle in dit document genoemde Zeiss-producten zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Carl Zeiss Meditec, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Alle overige handelsmerken die in dit document worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Octrooien

www.zeiss.com/meditec/us/imprint/patents.html

Inhoudsopgave

1	Over de update	5
2	De update downloaden en installeren.....	7
2.1	Installatieproblemen oplossen	7

Lege pagina voor uw notities

1 Over de update

Kwetsbaarheden in MySQL-server en andere componenten maken het hackers mogelijk het systeem via meerdere protocollen in het geding te brengen. Aangetaste MySQL-versies zijn 8.0.30 en lager. Hackers kunnen deze kwetsbaarheden uitbuiten om programmabodes uit te voeren, DOS-aanvallen (Denial Of Service) te veroorzaken of om onbevoegde toegang te verkrijgen tot gevoelige informatie.

Om deze kwetsbaarheden aan te pakken, beveelt ZEISS aan om MySQL bij te werken naar versie 8.0.39 met de goedgekeurde patch. ZEISS heeft de impact van de kwetsbaarheden geanalyseerd op CLARUS- en HFA3-producten, en de patch kan worden gebruikt voor de volgende softwareversies:

Product	Windows-versie	Softwareversie
CLARUS 500/700	Windows 10	1.1.4 en hoger
CLARUS Review	Windows 10	1.1.4 en hoger
HFA3 860/850/840/830	Windows 10	1.6 en hoger

Op CLARUS Review-schijven moet u, als u de installatie van de reviewsoftware ongedaan maakt of opnieuw installeert, de patch opnieuw toepassen.

Lege pagina voor uw notities

2 De update downloaden en installeren

OPMERKING

Het gebruik van een ZEISS-toepassing tijdens dit proces veroorzaakt storingen en installatiefouten.

- ▶ Sluit alle ZEISS-toepassingen voorafgaand aan de installatie.
- ▶ Open ze pas nadat de update is voltooid.

Voorwaarde

- Het instrument of de Review-schijf staat aan met het Windows-bureaublad geopend.
- U hebt een NTFS-geformatteerd en beveiligd USB-flashstation nodig, of een gedeelde netwerkmap.
- Een computer die is aangesloten op het internet.

Werkwijze

1. Download **MySQLUpdater** op de computer via <https://www.zeiss.com/cybersecurity>.
2. Kopieer het downloadbestand naar het USB-flashstation of de netwerkmap.
3. Open op het instrument of de Review-schijf File Explorer.
4. (Alleen HFA3) Druk op **Ctrl + Alt + Del**, meld u af en meld u opnieuw aan als de **IT-beheerder**-gebruiker om het Windows-bureaublad te openen, en open File Explorer.
5. Navigeer naar het USB-flashstation of de netwerkmap met daarin de **MySQLUpdater**.
6. Pak **MySQLUpdater** uit op een lokale schijf en open die.
7. Dubbelklik op **setup.exe**.
8. Wacht totdat het scherm met de InstallShield-wizard verschijnt.
9. Klik op **Volgende**.
10. Klik op **Installeren**.
11. Wanneer de installatie voltooid is, wordt het scherm Voltooid weergegeven.
12. Klik op **Voltoeien**.

Resultaat

- ✓ MySQL-server wordt bijgewerkt naar versie 8.0.39.

2.1 Installatieproblemen oplossen

Probleem/oorzaak	Oplossing
<p>Foutmelding: "Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van MySQLUpdater. Herstellen naar de originele versie."</p> <p>Dit kan gebeuren vanwege storing door systeemprocessen of andere toepassingen die MySQL-bestanden openen.</p> <p>Op uw Review-schijf kan de fout optreden als gevolg van onvoldoende schijfruimte.</p>	<ul style="list-style-type: none">■ Controleer of ZEISS-toepassingen zijn afgesloten voorafgaand aan en tijdens de update.■ Controleer toegangsrechten voor bestanden. De gebruiker die de update uitvoert, dient volledige lees-/schrijfbevoegdheid te hebben.

Probleem/oorzaak	Oplossing
<p>Het installatieprogramma herstelt de eerdere versie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lees het logboek van het installatieprogramma voor meer details. <ul style="list-style-type: none"> – Op HFA3-apparaten: D:\MySQLData\MySQLupdaterLogs\MySQLupdater<Date_Time>.log – Op CLARUS-apparaten: D:\Data\MySQL\MySQLupdaterLogs\MySQLupdater<Date_Time>.log – Op de CLARUS-review-schijven: C:\ProgramData\Carl Zeiss Meditec\Review\MySQLupdaterLogs\MySQLupdater<Date_Time>.log ■ Alleen voor Review-schijven: Maak nog eens 1 GB vrij op de C: -schijf. <ul style="list-style-type: none"> – Verwijder onnodige bestanden of verplaats documenten indien nodig naar een externe opslagmedium.
<p>Foutmelding: "Fout opgetreden tijdens herstel-procedure. Neem contact op met Zeiss Service."</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Neem contact op met ZEISS Service. U vindt de contactpartner van ZEISS voor uw land op de volgende website: https://www.zeiss.com/med.



Carl Zeiss Meditec, Inc.

5300 Central Parkway
Dublin, CA 94568

VS

Gratis nummer: 1-800-341-6968

Telefoon: 1-925-557-4100

Fax: 1-925-557-4101

Internet: <https://www.zeiss.com/med>

E-mail: info.meditec@zeiss.com



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51-52

07745 Jena

Duitsland

Telefoon: +49 36 41 22 03 33

Fax: +49 36 41 22 01 12

Internet: <https://www.zeiss.com/med>

E-mail: info.meditec@meditec.zeiss.com



2660021185881 Rev. A nl

Versiedatum (JJJJ-MM-DD): 2024-12-03

Softwareversie: HFA3 1.6; CLARUS 1.1.4, 1.2

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.