

MySQL 서버 사이버 보안 업데이트

Windows 10 OS

설치 안내서



저작권

© 2024, Carl Zeiss Meditec, Inc., Dublin, CA

상표

여기에 언급된 모든 ZEISS 제품은 미국 및/또는 기타 국가에서 Carl Zeiss Meditec, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

이 문서에 사용된 기타 모든 상표는 해당 소유주의 자산입니다.

특히

www.zeiss.com/meditec/us/imprint/patents.html

목차

1	업데이트 안내	5
2	업데이트 다운로드 및 설치.....	7
2.1	설치 문제 해결.....	7

1 업데이트 안내

MySQL 서버와 기타 구성 요소 내 취약성으로 인해 공격자들이 여러 프로토콜을 통해 시스템을 훼손시킬 가능성이 있습니다. 영향 받는 MySQL 버전은 8.0.30 및 그 이전 버전입니다. 공격자들은 이러한 취약성을 활용하여 임의 코드를 실행하거나, 서비스 거부(denial of service, DoS)를 유발하거나, 민감한 정보에 무단으로 액세스하게 될 수 있습니다.

ZEISS는 이러한 취약성에 대한 대응으로, MySQL을 허가된 패치가 포함된 버전 8.0.39로 업데이트할 것을 권장합니다. ZEISS는 이러한 취약성이 CLARUS 및 HFA3 제품에 미치는 영향을 분석했으며, 이 패치는 다음과 같은 소프트웨어 버전에 적용될 수 있습니다.

제품	Windows 버전	소프트웨어 버전
CLARUS 500/700	Windows 10	1.1.4 및 그 이후 버전
CLARUS Review	Windows 10	1.1.4 및 그 이후 버전
HFA3 860/850/840/830	Windows 10	1.6 및 그 이후 버전

CLARUS Review 스테이션에서는 검토 소프트웨어를 설치 제거/재설치하는 경우에 이 패치를 재적용해야 합니다.

2 업데이트 다운로드 및 설치

참고

이 프로세스 도중에 어느 ZEISS 응용 프로그램이든 실행할 경우 방해 및 설치 오류가 발생합니다.

- ▶ 설치를 시작하기 전에 모든 ZEISS 응용 프로그램을 닫으십시오.
- ▶ 업데이트가 완료될 때까지 이러한 응용 프로그램을 열지 마십시오.

처리 요건

- Windows 데스크톱이 열린 상태에서 기기 또는 검토 스테이션이 켜져 있어야 합니다.
- NTFS 형식의 안전한 USB 플래시 드라이브 또는 공유 네트워크 폴더가 필요합니다.
- 인터넷에 연결된 컴퓨터 한 대가 필요합니다.

수행 방법

1. 컴퓨터에서 <https://www.zeiss.com/cybersecurity>로부터 MySQLUpdater를 다운로드합니다.
2. 다운로드한 파일을 USB 플래시 드라이브 또는 네트워크 폴더로 복사합니다.
3. 기기 또는 검토 스테이션에서 파일 탐색기를 엽니다.
4. (HFA3만 해당) **Ctrl + Alt + Del**을 누르고 로그아웃한 다음, **ITAdministrator** 사용자로 다시 로그인하여 Windows 데스크톱에 액세스하고 파일 탐색기를 엽니다.
5. MySQLUpdater가 들어 있는 USB 플래시 드라이브 또는 네트워크 폴더로 이동합니다.
6. 로컬 드라이브에 MySQLUpdater의 압축을 풀고 엽니다.
7. **setup.exe**를 두 번 클릭합니다.
8. InstallShield 마법사 화면이 나타날 때까지 기다립니다.
9. 다음을 클릭합니다.
10. 설치를 클릭합니다.
11. 설치가 완료되면 완료 화면이 나타납니다.
12. 마침을 클릭합니다.

처리 결과

- ✓ MySQL 서버가 버전 8.0.39로 업데이트됩니다.

2.1 설치 문제 해결

문제/원인	해결책
<p>오류 메시지: "MySQLUpdater를 실행하는 중에 오류가 발생했습니다. 원래 버전으로 롤백하는 중입니다."</p> <p>이 문제는 MySQL 파일에 액세스하는 시스템 프로세스 또는 타 응용 프로그램으로부터 간섭이 일어나 발생할 수 있습니다.</p> <p>검토 스테이션에서는 디스크 공간이 불충분할 때 이 오류가 발생할 수 있습니다.</p> <p>이 경우 설치 프로그램이 이전 버전으로 롤백합니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 업데이트를 시작하기 전에 및 도중에 ZEISS 응용 프로그램이 닫혀 있어야 합니다. ■ 파일 권한을 확인하십시오. 업데이트를 수행하는 사용자는 완전한 읽기/쓰기 액세스 권한이 있어야 합니다. ■ 설치 프로그램 로그에서 자세한 내용을 살펴보세요. <ul style="list-style-type: none"> - HFA3 장치: D:\MySQLData\MySQLUpdaterLogs\MySQLUpdater<Date_Time>.log

문제/원인	해결책
	<ul style="list-style-type: none"> - CLARUS 장치: D:\Data\MySQL\MySQLUpdaterLogs\MySQLUpdater<Date_Time>.log - CLARUS 검토 스테이션: C:\ProgramData\Carl Zeiss Meditec\Review\MySQLUpdaterLogs\MySQLUpdater<Date_Time>.log ■ 검토 스테이션만 해당: C: 드라이브에서 1GB 공간을 더 확보하십시오. <ul style="list-style-type: none"> - 필요에 따라 불필요한 파일을 제거하거나 외부 저장 장치로 항목들을 이동하십시오.
<p>오류 메시지: "롤백 중에 오류가 발생했습니다. Zeiss 서비스 부서에 문의하십시오."</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ ZEISS 서비스 부서에 문의하십시오. 다음 웹 사이트에서 해당 국가의 ZEISS 연락처를 확인하실 수 있습니다. https://www.zeiss.com/med.



Carl Zeiss Meditec, Inc.

5300 Central Parkway

Dublin, CA 94568

USA

무료 전화: 1-800-341-6968

전화: 1-925-557-4100

팩스: 1-925-557-4101

인터넷: <https://www.zeiss.com/med>

이메일: info.meditec@zeiss.com

Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51-52

07745 Jena

Germany

전화: +49 36 41 22 03 33

팩스: +49 36 41 22 01 12

인터넷: <https://www.zeiss.com/med>

이메일: info.meditec@meditec.zeiss.com

2660021185883 개정 A ko

출시일(YYYY-MM-DD): 2024-12-03

소프트웨어 버전: HFA3 1.6; CLARUS 1.1.4, 1.2

사양은 통지 없이 변경될 수 있습니다.



2660021185883 개정 A