

MySQL Server-sikkerhetsoppdatering

Windows 10 OS

Installasjonsveiledning



Opphavsrett

© 2024, Carl Zeiss Meditec, Inc., Dublin, CA

Varemerker

Alle ZEISS-produkter nevnt heri er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Carl Zeiss Meditec, Inc. i USA og/eller andre land.

Alle andre varemerker som brukes i dette dokumentet tilhører deres respektive eiere.

Patenter

www.zeiss.com/meditec/us/imprint/patents.html

Innholdsfortegnelse

1	Om oppdateringen	5
2	Laste ned og installere oppdateringen	7
2.1	Feilsøking ved installasjon	7

Tom side, til dine egne notater

1 Om oppdateringen

Sårbarheter i MySQL Server og andre komponenter gjør det mulig for inntrengere å skade systemet via flere protokoller. MySQL-versjonene 8.0.30 og tidligere er berørt. Inntrengere kan utnytte disse sårbarhetene til å kjøre tilfeldig kode, forårsake tjenestenekt (DoS) eller skaffe seg tilgang til sensitiv informasjon.

For å håndtere disse sårbarhetene anbefaler ZEISS å oppdatere MySQL til versjon 8.0.39 med den godkjente oppdateringen. ZEISS har analysert virkningen av sårbarhetene på CLARUS- og HFA3-produkter, og oppdateringen kan brukes på følgende programversjoner:

Produkt	Windows-versjon	Programversjon
CLARUS 500/700	Windows 10	1.1.4 og nyere
CLARUS-gjennomgang	Windows 10	1.1.4 og nyere
HFA3 860/850/840/830	Windows 10	1.6 og nyere

Hvis du avinstallerer gjennomgangsprogramvaren eller installerer den på nytt på CLARUS-gjennomgangsstasjoner, må du utføre oppdateringen på nytt.

Tom side, til dine egne notater

2 Laste ned og installere oppdateringen

MERKNAD

Hvis et ZEISS-program kjøres under denne prosessen, vil det forårsake avbrudd og installasjonsfeil.

- ▶ Lukk alle ZEISS-programmer før installasjonen.
- ▶ Ikke åpne dem før oppdateringen er fullført.

Forutsetning

- Instrumentet eller gjennomgangsstasjonen er på med Windows-skrivebordet åpent.
- Du trenger en NTFS-formatert og sikker USB-flash-enhet eller en delt nettverksmappe.
- En datamaskin koblet til Internett.

Fremgangsmåte

1. Last ned **MySQLupdater** til datamaskinen fra <https://www.zeiss.com/cybersecurity>.
2. Kopier den nedlastede filen til USB-flash-enheten eller nettverksmappen.
3. Åpne Filutforsker på instrumentet eller gjennomgangsstasjonen.
4. (Kun HFA3) Trykk på **Ctrl + Alt + Del**, logg av og logg deretter på igjen som **ITAdministrator**-bruker for å få tilgang til Windows-skrivebordet, og åpne Filutforsker.
5. Naviger til USB-enheten eller nettverksmappen som inneholder **MySQLupdater**.
6. Pakk ut **MySQLupdater** på en lokal stasjon, og åpne den.
7. Dobbeltklikk på **setup.exe**.
8. Vent til skjermbildet for InstallShield-veiviseren vises.
9. Klikk på **Next** (Neste).
10. Klikk på **Install** (Installer).
11. Når installasjonen er fullført, vises skjermbildet for fullføring.
12. Klikk på **Finish** (Fullfør).

Resultat

- ✓ MySQL Server blir oppdatert til versjon 8.0.39.

2.1 Feilsøking ved installasjon

Problem/årsak	Løsning
<p>Feilmelding: «Error occurred while running MySQLUpdater. Rolling back to the original version.» (Det oppstod en feil under kjøring av MySQLUpdater. Ruller tilbake til den opprinnelige versjonen.)</p> <p>Dette kan skje på grunn av forstyrrelser fra systemprosesser eller andre programmer som har tilgang til MySQL-filer.</p>	<ul style="list-style-type: none">■ Sørg for at ZEISS-programmer er lukket før og under oppdateringen.■ Bekreft tillatelser. Brukeren som utfører oppdateringen, skal ha full lese-/skrivetilgang.

Problem/årsak	Løsning
<p>På gjennomgangsstasjonen kan feilen oppstå på grunn av utilstrekkelig diskplass.</p> <p>Installasjonsprogrammet vil rulle tilbake til forrige versjon.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gjennomgå installasjonsloggen for mer informasjon. <ul style="list-style-type: none"> – På HFA3-enheter: D:\MySQLData\MySQLUpdaterLogs\MySQLUpdater<Date_Time>.log – På CLARUS-enheter: D:\Data\MySQL\MySQLUpdaterLogs\MySQLUpdater<Date_Time>.log – På CLARUS-gjennomgangsstasjoner: C:\ProgramData\Carl Zeiss Meditec\Review\MySQLUpdaterLogs\MySQLUpdater<Date_Time>.log ■ Kun gjennomgangsstasjoner: Fjern ytterligere 1 GB fra C: -stasjonen. <ul style="list-style-type: none"> – Fjern unødvendige filer eller overfør elementer til en ekstern lagringsplass etter behov.
<p>Feilmelding: «Error occurred during rollback, please contact Zeiss service.» (Det oppstod en feil under tilbakerulling. Kontakt Zeiss Service.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontakt ZEISS Service. Du kan finne ZEISS-kontaktpartneren for landet ditt på følgende nettside: https://www.zeiss.com/med.



Carl Zeiss Meditec, Inc.

5300 Central Parkway
Dublin, CA 94568
USA

Avgiftsfritt: 1-800-341-6968

Telefonnr.: 1-925-557-4100

Faks: 1-925-557-4101

Internett: <https://www.zeiss.com/med>

E-post: info.meditec@zeiss.com



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51-52
07745 Jena

Tyskland

Telefonnr.: +49 36 41 22 03 33

Faks: +49 36 41 22 01 12

Internett: <https://www.zeiss.com/med>

E-post: info.meditec@meditec.zeiss.com

2660021185890 Rev. A no

Utgivelsesdato (ÅÅÅÅ-MM-DD): 2024-12-03

Programvareversjon: HFA3 1.6; CLARUS 1.1.4, 1.2

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

