

MySQL Server Siber Gvenlik Gncellemesi

Windows 10 İřletim Sistemi

Kurulumu Kılavuzu



Telif Hakkı

© 2024, Carl Zeiss Meditec, Inc., Dublin, CA

Ticari Markalar

Burada belirtilmiş olan tüm Zeiss ürünleri Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Carl Zeiss Meditec, Inc.'nin tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.

Bu belgede kullanılan diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Patentler

www.zeiss.com/meditec/us/imprint/patents.html

İçindekiler

1	Güncelleme Hakkında	5
2	Güncellemeyi İndirme ve Yükleme.....	7
2.1	Kurulum Sorun Giderme	7

Boş sayfa, notlarınız için

1 Güncelleme Hakkında

MySQL Server ve diğer bileşenlerdeki güvenlik açıkları, saldırganların birden fazla protokol aracılığıyla sistemi ele geçirmesine olanak tanır. Etkilenen MySQL sürümleri 8.0.30 ve öncesidir. Saldırganlar, bu güvenlik açıklarından yararlanarak rastgele kod çalıştırabilir, hizmet reddine (DoS) neden olabilir veya hassas bilgilere yetkisiz erişim sağlayabilir.

Bu güvenlik açıklarını gidermek için ZEISS, onaylı yama ile MySQL'i 8.0.39 sürümüne güncellemeyi önermektedir. ZEISS, bu güvenlik açıklarının CLARUS ve HFA3 ürünlerine etkisini analiz etmiş ve yamanın aşağıdaki yazılım sürümlerine uygulanabileceğini doğrulamıştır:

Ürün	Windows Sürümü	Yazılım Sürümü
CLARUS 500/700	Windows 10	1.1.4 ve sonrası
CLARUS Gözden Geçirme	Windows 10	1.1.4 ve sonrası
HFA3 860/850/840/830	Windows 10	1.6 ve sonrası

CLARUS Gözden Geçirme istasyonlarında, gözden geçirme yazılımını kaldırıp/yeniden yüklerseniz yamayı yeniden uygulamanız gerekir.

Boş sayfa, notlarınız için

2 Güncellemeyi İndirme ve Yükleme

BİLGİ

Bu işlem sırasında herhangi bir ZEISS uygulamasının çalıştırılması, kesintilere ve yükleme hatalarına neden olabilir.

- Kurulumdan önce tüm ZEISS uygulamalarını kapatın.
- Güncelleme tamamlanana kadar bu uygulamaları açmayın.

Ön koşul

- Cihaz ya da göden geçirme istasyonu, Windows Masaüstü açık olacak şekilde çalışır durumda olmalıdır.
- NTFS olarak biçimlendirilmiş ve güvenli bir USB bellek ya da paylaşılan bir ağ klasörü gereklidir.
- İnternete bağlı bir bilgisayar gereklidir.

Yapılması gerekenler

1. Bilgisayarda, <https://www.zeiss.com/cybersecurity> adresinden **MySQLUpdater** uygulamasını indirin.
2. İndirilen dosyayı USB belleğe veya ağ klasörüne kopyalayın.
3. Cihaz ya da gözden geçirme istasyonunda Dosya Gezginini açın.
4. (Yalnızca HFA3) **Ctrl + Alt + Del** tuşlarına basın, oturumu kapatın ve **ITAdministrator** kullanıcısı olarak oturum açıp Windows masaüstüne erişin ve Dosya Gezginini açın.
5. **MySQLUpdater** dosyasını içeren USB sürücüsüne veya ağ klasörüne gidin.
6. **MySQLUpdater** sıkıştırılmış dosyasını bir yerel diske çıkarıp açın.
7. **Setup.exe** ögesine çift tıklayın.
8. InstallShield Sihirbazı ekranı görünene kadar bekleyin.
9. **Next** (İleri) seçeneğine tıklayın.
10. **Install** (Yükle) seçeneğine tıklayın.
11. Kurulum işlemi tamamlandığında Completion (Tamamlandı) ekranı görünür.
12. **Finish** (Bitir) seçeneğine tıklayın.

Sonuç

- ✓ MySQL Server 8.0.39 sürümüne güncellenecektir.

2.1 Kurulum Sorun Giderme

Sorun/Neden	Çözüm
<p>Hata mesajı: "Error occurred while running MySQLUpdater. Rolling back to the original version." (MySQLUpdater çalıştırılırken hata oluştu. Orijinal sürüme geri dönülüyor.)</p> <p>Bu, sistem işlemlerinin veya MySQL dosyalarına erişen diğer uygulamaların çakışmasından kaynaklanabilir.</p> <p>Gözden geçirme istasyonunuzdaki disk alanının yeterli olmaması nedeniyle bu hata meydana gelebilir.</p>	<ul style="list-style-type: none">■ ZEISS uygulamalarının güncelleme öncesinde ve sırasında kapalı olduğundan emin olun.■ Dosya izinlerini doğrulayın. Güncellemeyi yapan kullanıcı tam okuma/yazma erişimine sahip olmalıdır.

Sorun/Neden	Çözüm
Kurulum programı önceki sürümü geri yükler.	<ul style="list-style-type: none">■ Daha fazla bilgi için kurulum günlüklerini inceleyin.<ul style="list-style-type: none">– HFA3 cihazlarında: D:\MySQLData\MySQLupdaterLogs\MySQLupdater<Date_Time>.log– CLARUS cihazlarında: D:\Data\MySQL\MySQLupdaterLogs\MySQLupdater<Date_Time>.log– CLARUS gözden geçirme istasyonlarında: C:\ProgramData\Carl Zeiss Meditec\Review\MySQLupdaterLogs\MySQLupdater<Date_Time>.log■ Yalnızca gözden geçirme istasyonlarında: Gözden geçirme istasyonlarında C: sürücüsünden 1 GB daha fazla alan boşaltın.<ul style="list-style-type: none">– Gereksiz dosyaları kaldırın veya öğeleri harici bir depolamaya aktarın.
Hata mesajı: " Error occurred during rollback, please contact Zeiss service. " (Geri alma sırasında hata oluştu, lütfen Zeiss servisi ile iletişime geçin.)	<ul style="list-style-type: none">■ ZEISS Servisi ile iletişime geçin. Ülkenizdeki ZEISS iletişim ortağını şu web sitesinde bulabilirsiniz: https://www.zeiss.com/med.



Carl Zeiss Meditec, Inc.

5300 Central Parkway
Dublin, CA 94568
ABD
Ücretsiz: 1-800-341-6968
Telefon: 1-925-557-4100
Faks: 1-925-557-4101
İnternet: <https://www.zeiss.com/med>
E-Posta: info.meditec@zeiss.com



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51-52
07745 Jena
Almanya
Telefon: +49 36 41 22 03 33
Faks: +49 36 41 22 01 12
İnternet: <https://www.zeiss.com/med>
E-posta: info.meditec@meditec.zeiss.com



2660021185891 Rev. A tr
Sürüm Tarihi (YYYY-AA-GG): 2024-12-03
Yazılım Sürümü: HFA3 1.6; CLARUS 1.1.4, 1.2

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.