

Актуализация за киберсигурност за MySQL Server Windows 10 OS

Наръчник за инсталиране



Авторско право

© 2024, Carl Zeiss Meditec, Inc., Dublin, CA

Търговски марки

Всички продукти на ZEISS, посочени тук, са регистрирани търговски марки или търговски марки на Carl Zeiss Meditec, Inc. в САЩ и/или други държави.

Всички останали търговски марки, използвани в настоящия документ, са собственост на съответните им притежатели.

Патенти

www.zeiss.com/meditec/us/imprint/patents.html

Съдържание

1	За актуализацията	5
2	Изтегляне и инсталиране на актуализацията	7
2.1	Отстраняване на неизправности с инсталацията	8

Празна страница, за Вашите бележки

1 За актуализацията

Уязвимости в MySQL Server и други компоненти позволяват на хакерите на компрометират системата чрез множество протоколи. Засегнатите версии на MySQL са 8.0.30 и предходни. Хакерите могат да се възползват от тези уязвимости, за да изпълняват произволен код, да причинят отказ от услуга (DoS) или да получат неоторизиран достъп до чувствителна информация.

За да обърне внимание на тези уязвимости, ZEISS препоръчва актуализиране на MySQL до версия 8.0.39 с одобрената корекция. ZEISS е анализирала въздействието на уязвимостите върху продуктите CLARUS и HFA3 и корекцията може да бъде приложена на следните софтуерни версии:

Продукт	Версия на Windows	Версия на софтуера
CLARUS 500/700	Windows 10	1.1.4 и по-нова
CLARUS Review	Windows 10	1.1.4 и по-нова
HFA3 860/850/840/830	Windows 10	1.6 и по-нова

На станции CLARUS Review, ако деинсталирате/преинсталирате софтуера за преглед, ще трябва отново да приложите корекцията.

Празна страница, за Вашите бележки

2 Изтегляне и инсталиране на актуализацията

УКАЗАНИЕ	
	<p>Изпълняването на приложение на ZEISS по време на този процес ще причини прекъсвания и грешки при инсталиране.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Затворете всички приложения на ZEISS преди инсталацията.▶ Не ги отваряйте до завършване на актуализацията.
Условия	<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Инструментът или станцията за преглед е включена с отворен работен плот на Windows.<input checked="" type="checkbox"/> Ще Ви е необходимо NTFS-форматирано и сигурно USB флаш устройство или споделена мрежова папка.<input checked="" type="checkbox"/> Компютър, свързан с интернет.
Начин на работа	<ol style="list-style-type: none">1. На компютъра изтеглете MySQLUpdater от https://www.zeiss.com/cybersecurity.2. Копирайте изтегления файл в USB флаш устройството или мрежовата папка.3. В инструмента или станцията за преглед отворете File Explorer.4. (Само HFA3) Натиснете Ctrl + Alt + Del, излезте и влезте отново като потребител ITAdministrator, за да получите достъп до работния плот на Windows, и отворете File Explorer.5. Отидете до USB флаш устройството или мрежовата папка, в което/която се съдържа MySQLUpdater.6. Разархивирайте MySQLUpdater на локално устройство и го отворете.7. Щракнете двукратно върху setup.exe.8. Изчакайте, докато екранът на съветника InstallShield се появи.9. Щракнете върху Next (Напред).10. Щракнете върху Install (Инсталиране).11. Когато инсталацията завърши, се показва екранът Completion (Завършване).12. Щракнете върху Finish (Край).
Резултат	<ul style="list-style-type: none">✓ MySQL Server ще се актуализира до версия 8.0.39.

2.1 Отстраняване на неизправности с инсталацията

Проблем/причина	Решение
<p>Съобщение за грешка: „Error occurred while running MySQLUpdater. Rolling back to the original version.“ (Възникна грешка при изпълняване на MySQLUpdater. Връщане до оригиналната версия.)</p> <p>Това може да стане заради смущение от системните процеси или други приложения, осъществяващи достъп до MySQL файлове.</p> <p>На Вашата станция за преглед грешката може да възникне заради недостатъчно дисково пространство.</p> <p>Инсталаторът ще се върне до предходната версия.</p>	<ul style="list-style-type: none">■ Уверете се, че приложенията на ZEISS са затворени преди и по време на актуализацията.■ Потвърдете файловете разрешения. Потребителят, извършващ актуализацията, трябва да има пълен достъп за четене/запис.■ Прегледайте записа от инсталатора за повече подробности.<ul style="list-style-type: none">– На HFA3 устройства: D:\MySQLData\MySQLUpdaterLogs\MySQLUpdater<Date_Time>.log– На устройства CLARUS: D:\Data\MySQL\MySQLUpdaterLogs\MySQLUpdater<Date_Time>.log– На станции за преглед CLARUS: C:\ProgramData\Carl Zeiss Meditec\Review\MySQLUpdaterLogs\MySQLUpdater<Date_Time>.log■ Само на станции за преглед: Освободете допълнително 1 GB от дял C : .<ul style="list-style-type: none">– Премахнете ненужните файлове или прехвърлете елементите към външно място за съхранение, както е необходимо.
<p>Съобщение за грешка: „Error occurred during rollback, please contact Zeiss service.“ (Възникна грешка при връщане назад, свържете се със сервизен персонал на Zeiss.)</p>	<ul style="list-style-type: none">■ Свържете се със сервизен персонал на ZEISS. Можете да намерите партньор за контакт на ZEISS за Вашата държава на следния уебсайт: https://www.zeiss.com/med.



Carl Zeiss Meditec, Inc.

5300 Central Parkway
Dublin, CA 94568
USA

Безплатен телефонен номер: 1-800-341-6968

Телефон: 1-925-557-4100

Факс: 1-925-557-4101

Уеб сайт: <https://www.zeiss.com/med>

Имейл: info.meditec@zeiss.com



Carl Zeiss Meditec AG

Goeschwitzer Strasse 51-52
07745 Jena

Germany

Телефон: +49 36 41 22 03 33

Факс: +49 36 41 22 01 12

Уеб сайт: <https://www.zeiss.com/med>

Имейл: info.meditec@meditec.zeiss.com



2660021185892 Rev. A bg

Дата на публикуване (ГГГГ-ММ-ДД): 2024-12-03

Версия на софтуер: HFA3 1.6; CLARUS 1.1.4, 1.2

Спецификациите подлежат на промяна без уведомяване.