

# Ažuriranje računalne sigurnosti sustava MySQL Server OS Windows 10

Vodič za instalaciju



**Autorska prava**

© 2024, Carl Zeiss Meditec, Inc., Dublin, CA

**Zaštitni znakovi**

Svi ovdje spomenuti proizvodi tvrtke ZEISS registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Carl Zeiss Meditec, Inc. u SAD-u i/ili drugim državama.

Svi drugi zaštitni znakovi korišteni u ovom dokumentu pripadaju svojim vlasnicima.

**Patenti**

[www.zeiss.com/meditec/us/imprint/patents.html](http://www.zeiss.com/meditec/us/imprint/patents.html)

## Sadržaj

<b>1</b>	<b>Informacije o ažuriranju .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Preuzimanje i instaliranje ažuriranja .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1</b>	<b>Otklanjanje pogrešaka pri instalaciji .....</b>	<b>7</b>

Prazna stranica za vaše bilješke

## 1 Informacije o ažuriranju

Ranjivosti sustava MySQL Server i drugih komponenti omogućuju napadačima da sustav ugroze putem raznih protokola. Zahvaćene su verzije sustava MySQL 8.0.30 i starije. Napadači bi mogli te ranjivosti iskoristiti za izvršavanje proizvoljnog koda, uskraćivanje resursa (DoS) ili dobivanje neovlaštenog pristupa osjetljivim informacijama.

Za uklanjanje tih ranjivosti ZEISS preporučuje da ažurirate MySQL na verziju 8.0.39 pomoću odobrene zakrpe. Tvrtka ZEISS analizirala je utjecaj ranjivosti na proizvode CLARUS i HFA3, a zakrpa se može primijeniti na sljedeće verzije softvera:

Proizvod	Verzija sustava Windows	Verzija softvera
CLARUS 500/700	Windows 10	1.1.4 i novije
CLARUS Review	Windows 10	1.1.4 i novije
HFA3 860/850/840/830	Windows 10	1.6 i novije

Ako na stanicama za pregled sustava CLARUS Review deinstalirate i ponovno instalirate softver za pregled, morat ćete ponovno primijeniti zakrpu.

Prazna stranica za vaše bilješke

## 2 Preuzimanje i instaliranje ažuriranja

### NAPOMENA

Izvođenje bilo koje aplikacije tvrtke ZEISS tijekom ovog postupka izazvat će smetnje i pogreške u instalaciji.

- ▶ Prije instalacije zatvorite sve aplikacije tvrtke ZEISS.
- ▶ Nemojte ih otvarati dok se ažuriranje ne dovrši.

#### Preduvjeti

- Instrument ili stanica za pregled uključeni su i otvorena je radna površina sustava Windows.
- Trebat će vam siguran izbrisivi USB pogon formatiran za NTFS ili zajednička mrežna mapa.
- Računalo povezano s internetom.

#### Način postupanja

1. Na računalo preuzmite **MySQLUpdater** s web-mjesta <https://www.zeiss.com/cybersecurity>.
2. Kopirajte preuzetu datoteku na USB izbrisivi pogon ili mrežnu mapu.
3. Na uređaju ili stanici za pregled otvorite File Explorer (Preglednik datoteka).
4. (Samo HFA3) Pritisnite **Ctrl + Alt + Del**, odjavite se i ponovno se prijavite kao **ITAdministrator** kako biste pristupili radnoj površini sustava Windows i otvorili File Explorer (Preglednik datoteka).
5. Idite na USB pogon ili mrežnu mapu koja sadrži **MySQLUpdater**.
6. Raskomprimirajte **MySQLUpdater** na lokalni pogon i otvorite ga.
7. Dvaput kliknite **setup.exe**.
8. Pričekajte dok se ne pojavi zaslon čarobnjaka za instalaciju InstallShield.
9. Kliknite **Next** (Sljedeće).
10. Kliknite **Install** (Instaliraj).
11. Kada se instalacija dovrši, pojavit će se zaslon Completion (Dovršetak).
12. Kliknite **Finish** (Završi).

#### Rezultat

- ✓ MySQL Server ažurirat će se na verziju 8.0.39.

### 2.1 Otklanjanje pogrešaka pri instalaciji

Problem/uzrok	Rješenje
Poruka o pogrešci: „ <b>Error occurred while running MySQLUpdater. Rolling back to the original version.</b> “ (Dogodila se pogreška tijekom izvođenja programa MySQLUpdater. Slijedi povratak na izvornu verziju.)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Provjerite jesu li aplikacije tvrtke ZEISS zatvorene prije i tijekom ažuriranja.</li><li>■ Provjerite dopuštenja. Korisnik koji izvodi ažuriranje mora imati potpuni pristup za čitanje/pisanje.</li></ul>

Problem/uzrok	Rješenje
<p>To se može dogoditi zbog smetnji procesa u sustavu ili drugih aplikacija koje pristupaju datotekama MySQL.</p> <p>Na vašoj stanici za pregled pogreška se može dogoditi zbog nedovoljnog prostora na disku.</p> <p>Instalacijski program vratit će se na prethodnu verziju.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Dodatne pojedinosti potražite u instalacijskom zapisniku.<ul style="list-style-type: none"><li>– Na uređajima HFA3: D:\MySQLData\MySQLUpdaterLogs\MySQLUpdater&lt;Date_Time&gt;.log</li><li>– Na uređajima CLARUS: D:\Data\MySQL\MySQLUpdaterLogs\MySQLUpdater&lt;Date_Time&gt;.log</li><li>– Na stanicama za pregled CLARUS: C:\ProgramData\Carl Zeiss Meditec\Review\MySQLUpdaterLogs\MySQLUpdater&lt;Date_Time&gt;.log</li></ul></li><li>■ Samo stanice za pregled: očistite dodatnih 1 GB na C: pogonu.<ul style="list-style-type: none"><li>– Uklonite nepotrebne datoteke ili prenesite stavke u vanjsku pohranu po potrebi.</li></ul></li></ul>
<p>Poruka o pogrešci: „<b>Error occurred during roll-back, please contact Zeiss service.</b>“ (Došlo je do pogreške tijekom vraćanja, obratite se servisu tvrtke Zeiss.)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Obratite se servisu tvrtke ZEISS. Partnera za kontakt s tvrtkom ZEISS u svojoj državi potražite na sljedećem web-mjestu: <a href="https://www.zeiss.com/med">https://www.zeiss.com/med</a>.</li></ul>







**Carl Zeiss Meditec, Inc.**

5300 Central Parkway

Dublin, CA 94568

SAD

Besplatan telefon: 1-800-341-6968

Telefon: 1-925-557-4100

Faks: 1-925-557-4101

Internet: <https://www.zeiss.com/med>

E-pošta: [info.meditec@zeiss.com](mailto:info.meditec@zeiss.com)



**Carl Zeiss Meditec AG**

Goeschwitzer Strasse 51-52

07745 Jena

Njemačka

Telefon: +49 36 41 22 03 33

Faks: +49 36 41 22 01 12

Internet: <https://www.zeiss.com/med>

E-pošta: [info.meditec@meditec.zeiss.com](mailto:info.meditec@meditec.zeiss.com)



2660021185893 Rev. A hr

Datum izdanja (GGGG-MM-DD): 2024-12-03

Verzija softvera: HFA3 1.6; CLARUS 1.1.4, 1.2

*Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.*